



BARIKIKU

お使いいただく前に必ずご確認ください

特許出願中



突起部分が、こんな形をしている理由



*身体を上から見ています

腰の筋肉の断面図

右手側

指圧のように
ググッと刺激します。

突起部分が背中の横から内側へ向けて
身体の奥にある血液循環の悪い筋肉を刺激します。
通常のサポーターやマッサージなどのように表層に刺激をいれるのではなく
奥にある筋肉に刺激を入れることができるのが新しく斬新な発想で
これがBARIKIKUの特徴です。

↑上面↑



※口ゴが正しい向きになるように着用してください。

↑上面↑



↓下面↓

↓下面↓

①突起が背中に当たるように配置します



着けるポジション

あなたの身体の側面を胸から腰にかけて触ると
出っ張った部分があります。そこが骨盤です。



ベルトの着け位置

ベルトは骨盤の上につけてください。
おへその上あたりになります。

着けたら、動いてください！ **BARIKIKU POINT**
上を向いたり、歩いたり、座ったり
動くたびに刺激が入るのを実感いただけます。



動くことで、指圧されるのと同じような
効果を期待できます。

ご注意点

※ベルトの締めすぎにご注意ください。痛い場合は締めすぎです。

痛くない程度で固定することが重要です。

※一日2時間程度の着用がベストですが、痛みが強い方は、時間を
短めに着用してください。患部は大変デリケートです。

じっくりと長期的に着用することが大切です。

②左右に引っ張り突起が腰を挟むように着用します



③面ファスナー（マジックテープ）で固定。



④2番目のベルトを引っ張り背中の突起が
、気持ちよく当たるまでテンションをかけ調整します

